

PCR amplification of the SISPA primer reaction mixture

Karen D. Weynberg, Elisha M. Wood-Charlson, Curtis A. Suttle, and Madeleine J. H. van Oppen

Abstract

For use in [Generating viral metagenomes from the coral holobiont](#).

Citation: Karen D. Weynberg, Elisha M. Wood-Charlson, Curtis A. Suttle, and Madeleine J. H. van Oppen PCR amplification of the SISPA primer reaction mixture. **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.emebc3e

Published: 09 Mar 2016

Protocol

Step 1.

2.5 μ L 10 \times reaction buffer

Step 2.

4 μ L dNTPs (2.5 mM stock)

Step 3.

2 μ L FR20RV primer (GCCGGAGCTCTGCAGATATC, 10 μ M stock)

Step 4.

1 μ L of template

Step 5.

0.25 μ L of TaKaRa LA HS Taq polymerase (5 U/ μ L, Scientifix)