

10x TBST (Tris-Buffered Saline and Tween 20)

Christopher M.. Bartley

Abstract

Citation: Christopher M.. Bartley 10x TBST (Tris-Buffered Saline and Tween 20). **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.cvjw4m

Published: 29 Mar 2015

Protocol

Step 1.

Add 800mL H₂O to 1L bottle

Step 2.

Add 24.23g Tris HCL

Step 3.

Add 80.06g NaCl

Step 4.

pH to 7.6 with HCl or NaOH

Step 5.

Fill to 1L with H₂O

Step 6.

Add 10ml Tween 20