

E0552 Q5 PCR Mixture Version 2

New England BioLabs

Abstract

Citation: New England BioLabs E0552 Q5 PCR Mixture. [protocols.io](https://www.protocols.io)
dx.doi.org/10.17504/protocols.io.is5ceg6
Published: 02 Mar 2018

Protocol

Step 1.

Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix **12.5 µl**

Step 2.

10 µM Forward Primer **1.25µl**

Step 3.

10 µM Reverse Primer **1.25µl**

Step 4.

Template DNA (1–25 ng/µl) **1µl**

Step 5.

Nuclease-free water **9µl**