

9 μ L reaction mix

Karen D. Weynberg, Elisha M. Wood-Charlson, Curtis A. Suttle, and Madeleine J. H. van Oppen

Abstract

For use in [Generating viral metagenomes from the coral holobiont](#).

Citation: Karen D. Weynberg, Elisha M. Wood-Charlson, Curtis A. Suttle, and Madeleine J. H. van Oppen 9 μ L reaction mix. **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.emcbc2w

Published: 09 Mar 2016

Protocol

Step 1.

1.5 μ L of 10 \times PCR buffer (New England Biolabs Buffer 2)

Step 2.

1.0 μ L of 2.5 mM dNTPs

Step 3.

1.5 μ L of primer FR26RV-N (GCCGGAGCTCTGCAGATATCNNNNNN, 10 μ M stock)

Step 4.

5 μ L of DNase-free distilled water