

Filamin A Lysis Buffer

Christopher M.. Bartley

Abstract

Citation: Christopher M.. Bartley Filamin A Lysis Buffer. **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.cyrxv5

Published: 04 Jun 2015

Protocol

Step 1.

120 mM NaCl

Step 2.

20 mM Tris pH 7.5

Step 3.

2x HALT



REAGENTS

HALT Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail [78440](#) by [Abcam](#)

Step 4.

0.5 mM EDTA

Step 5.

0.4% Triton X-100

Step 6.

8U/10 mL DNase 1