

1X CviRI Assay Buffer

DAVID DUNIGAN AND IRINA AGARKOVA

Abstract

For use in [CviRI Purification From XZ-6E Virus Infected NC64A Chlorella](#).

Citation: DAVID DUNIGAN AND IRINA AGARKOVA 1X CviRI Assay Buffer. **protocols.io**
dx.doi.org/10.17504/protocols.io.es2bege

Published: 13 Jun 2016

Protocol

Step 1.

10 mM Tris-HCl, pH 7.8

Step 2.

150 mM KCl

Step 3.

10 mM MgCl₂

Step 4.

100 µg/mL BSA