

SOB Media

New England Biolabs

Abstract

Citation: New England Biolabs SOB Media. [protocols.io](https://www.protocols.io)

[dx.doi.org/10.17504/protocols.io.crrv55](https://doi.org/10.17504/protocols.io.crrv55)

Published: 05 Feb 2015

Protocol

Step 1.

2% tryptone

Step 2.

0.5% yeast extract

Step 3.

10 mM NaCl

Step 4.

2.5 mM KCl

Step 5.

10 mM MgCl₂

Step 6.

10 mM MgSO₄