

In vitro transcription mixture, Moran Lab version 2

Brandon M. Satinsky, Scott M. Gifford, Byron C. Crump, Christa Smith, Mary Ann Moran

Abstract

Citation: Brandon M. Satinsky, Scott M. Gifford, Byron C. Crump, Christa Smith, Mary Ann Moran In vitro transcription mixture, Moran Lab. **protocols.io**

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.jxbcpin

Published: 19 Sep 2017

Protocol

Step 1.

2.00 uL ATP Solution

Step 2.

2.00 uL CTP Solution

Step 3.

2.00 uL GTP Solution

Step 4.

2.00 uL UTP Solution

Step 5.

2.00 uL 10X Reaction Buffer

Step 6.

0.1 - 1.00 ug Linearized Vector

Step 7.

2.00 uL Enzyme mix

Step 8.

X.X uL Nuclease-free water to 20 uL Total Volume